

LUMINEX® ET BIOVET® SONT FIERS D'ANNONCER QUE LA TROUSSE

xMAP FLOCK MONITOR® A ÉTÉ APPROUVÉE PAR L'USDA

LA TROUSSE EST MAINTENANT DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER



xMAP FLOCK MONITOR® est la toute première trousse sérologique multiplex permettant de détecter **simultanément** les anticorps contre les virus de la Maladie de Gumboro (IBDV), la Maladie de Newcastle (NDV), la Bronchite infectieuse (IBV) et le Reovirus aviaire dans le sérum de poulet.

xMAP FLOCK MONITOR® doit être utilisé conjointement avec le logiciel xPONENT (ou un logiciel équivalent) et un lecteur de plaque tel que MAGPIX®, LUMINEX 100/200™ ou FLEXMAP 3D® (ou un lecteur équivalent)

xPONENT® est un logiciel modulaire et flexible compatible avec les 3 lecteurs de plaques ci-dessus qui permet de piloter les lecteurs ainsi que d'acquérir et d'analyser leurs données (par exemple calculer les ratios S/P ou les titres, suivre l'évolution des titres d'anticorps par ferme ou par bâtiment, etc.)

Principaux avantages de xMAP FLOCK MONITOR®

- Dépistage de 4 maladies en un seul test
- Ne requiert qu'1 µL de sérum par essai
- Comporte plusieurs contrôles internes permettant de détecter d'éventuelles erreurs de pipetage
- S'effectue à la température de la pièce
- Permet de tester un nombre variable d'échantillons à la fois (entre 1 et 80)
- Résultats disponibles en 4 heures à 4 ½ heures (selon le lecteur utilisé)
- Seulement 1 ½ de temps technique (manipulations)
- Le test peut être partiellement ou entièrement automatisé
- Le test est très sensible, spécifique et reproductible

Globalement, xMAP FLOCK MONITOR® permet de réaliser des économies substantielles de temps, de travail et de consommables.



Rév.2012-06-27v2

– DISTRIBUTEUR MONDIAL EXCLUSIF POUR LE xMAP FLOCK MONITOR® –

order@biovet-inc.com

9025 Penn Avenue South
Bloomington, MN 55431 USA
1-877-824-6838

ÉTATS-UNIS
1-877-8BIOVET

International et Canada
1-888-8BIOVET

4375, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe QC J2S 8W2 CA
1-888-824-6838